

토끼 항-인간 CD62L/L-셀렉틴 단일클론 항체(유세포 분석용) - P14151

품목 번호: CM0010801



소개

유세포 분석용 인간 CD62L/L-셀렉틴을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 교차 반응성이 검증되었으며, 면역학 연구에서 림프구 귀소, 백혈구 롤링 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD62L/L-셀렉틴 mAb
비고/별칭	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
종	인간
유전자 ID(인간)	6402
면역원	인간 CD62L/L-셀렉틴의 아미노산 39~332번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000646.3)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14151
단백질 중량	42kDa/43kDa
배송	얼음팩