

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd62P/P-Selectin 단일클론항체 - P16109

품목 번호: CM0012489



소개

유세포 분석용 인간 P-selectin (CD62P)을 표적하는 접합 토끼 단일클론항체. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 활성화된 혈소판 및 내피세포의 특이적 검출을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD62P/P-selectin mAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
종	인간
GeneID (Human)	6403
GeneID	6403
면역원	인간 CD62P/P-selectin (NP_002996.2)의 아미노산 42-771 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백