


토끼 항-인간 Cd63 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P08962

품목 번호: CM0010545



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 인간 CD63(SWISS P08962)을 표적으로 하며, 유세포 분석에 검증되었습니다. 테트라스파닌 매개 신호전달, 리소좀 트래피킹 및 흑색종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD63 mAb
비고/별칭	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
종	인간
GeneID (인간)	967
GeneID	967
면역원	인간 CD63(NP_001771.1)의 아미노산 1-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08962
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백