

Rabbit Anti-Human Cd66A/Ceacam1 단일클론항체 (Fc용) - P13688

품목 번호: CM0009670



소개

인간 CD66a/CEACAM1을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론항체입니다. 면역 조절, 혈관 신생 및 세포 신호 전달에 관여하는 58kDa 세포 접착 분자의 유세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
비고/별칭	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1
종	인간
GeneID (Human)	634
GeneID	634
면역원	인간 CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13688
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백