

## 인간 Cd66A/Ceacam1 단일클론 항체 (토끼 유래, 유세포 분석용) - P13688

품목 번호: CM0005055



### 소개

유세포 분석용 가 접합된 인간 CEACAM1에 대한 토끼 유래 단일클론 항체입니다. 면역 체크포인트, 세포 접착 분자이자 CEA 패밀리에 속하는 인간 CEACAM1(SWISS: P13688)을 인식합니다. T 세포, NK 세포 및 상피세포 분석에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb                              |
| 비고/별칭       | CEACAM1; BGP; BGP1; BGP1                                         |
| 반응 종        | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 634                                                              |
| 유전자 ID      | 634                                                              |
| 면역원         | 인간 CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)의 아미노산 35-428번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 유래          | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | FC (유세포 분석)                                                      |
| 교차 반응성      | 인간                                                               |
| SWISS       | P13688                                                           |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                            |
| 배송 방식       | 아이스백                                                             |