

Rabbit Anti-Human Cd66A/Ceacam1 단클론항체 (유세포 분석용) - P13688

품목 번호: CM0004499



소개

로 표지된 인간 CD66a/CEACAM1에 대한 토끼 단클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었으며, 인간에 반응합니다. 재조합 단백질 면역원, 표적 분자량 58 kDa. 면역 조절, 혈관 신생 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
비고/별칭	CEACAM1; BGP; BGP1; BGP1; 암배아성 항원 관련 세포 접착 분자 1
종 특이성	인간
GeneID (Human)	634
면역원	인간 CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 종	토끼
분류	단클론항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P13688
단백질 분자량	58kDa
배송 조건	아이스백