

토끼 항-인간 Cd66B 단일클론 항체 (Fc용) - P31997

품목 번호: CM0011004



소개

유세포분석(Flow Cytometry)용 인간 CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플과 교차 반응하며, 호중구 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD66b mAb
비고/별칭	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1088
유전자 ID	1088
항원(Immunogen)	인간 CD66b (NP_001807.2)의 아미노산 35-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P31997
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)