


Rabbit Anti-Human Cd66B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P31997

품목 번호: CM0012177



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6)를 타겟으로 합니다. 유세포 분석에 적합합니다. 세포 접착 연구, 특히 호중구 이종 친화성 상호작용 연구에 사용됩니다. 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD66b mAb
비고/별칭	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	1088
GeneID	1088
면역원 (Immunogen)	인간 CD66b (NP_001807.2)의 아미노산 35-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P31997
단백질 분자량	38kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)