

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd66B 단일클론 항체 - P31997

품목 번호: CM0011192



소개

유세포 분석용 인간 CD66b (CEACAM8)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 활성화된 호중구에서 발현되는 인간 CD66b에 특이적입니다. 면역표현형 분석 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD66b mAb
비고/별칭	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
종	인간
GeneID (Human)	1088
GeneID	1088
면역원	인간 CD66b (NP_001807.2)의 아미노산 35-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P31997
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백