

Rabbit Anti-Human Cd68 Mab - P34810

품목 번호: CM0005409

소개

세포 내 유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항-인간 CD68 항체. 인간 CD68 (GP110, LAMP4)에 특이적입니다. 대식세포 및 종양 세포 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD68 mAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1
종 특이성	인간
GeneID	968
면역원	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 22-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석 (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송 조건	아이스백