

유세포 분석(세포내)용 토끼 항인간 Cd68 단클론 항체 - P34810

품목 번호: CM0008656

소개

세포내 유세포 분석용 인간 CD68(매크로시알린)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 대식세포와 종양 세포에서 37kDa 막통과 당단백질을 검출합니다. 면역 프로파일링 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD68 mAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1
종	인간
유전자ID (인간)	968
유전자ID	968
면역원	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 22-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩