

Rabbit Anti-Human Cd68 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry
(Intracellular) - P34810

품목 번호: CM0004631

소개

세포내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)용으로 검증된 인간 CD68(macrosialin)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 대식세포 생물학 및 종양 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD68 mAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	968
유전자 ID	968
면역원(Immunogen)	인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 22-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P34810
단백질 분자량	37 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)