

Rabbit Anti-Human Cd68 단일클론항체 (세포내 유세포분석용) - P34810

품목 번호: CM0004154

소개

인간 CD68 (macrosialin)을 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석에 검증되었습니다. 인간 샘플에서 단핵구와 대식세포를 식별하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 사양                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Rabbit anti-Human CD68 mAb                                    |
| 비고/별칭          | GP110; LAMP4; SCARD1                                          |
| 종              | 인간                                                            |
| GeneID (Human) | 968                                                           |
| GeneID         | 968                                                           |
| 면역원            | 인간 CD68 (NP_001242.2)의 아미노산 22-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                            |
| 분류             | 단일클론항체                                                        |
| 응용             | FC (세포내)                                                      |
| 교차반응성          | 인간                                                            |
| SWISS          | P34810                                                        |
| 단백질 분자량        | 37kDa                                                         |
| 배송             | 아이스백                                                          |