

Rabbit Anti-Human Cd7 Mab - P09564

품목 번호: CM0009750

소개

인간 CD7에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. T세포 및 NK 세포 공동자극, 사이토카인 생산, 면역세포 프로파일링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD7 mAb
비고/별칭	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
종	인간
유전자 ID (인간)	924
유전자 ID	924
면역원	인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백