

토끼 항-인간 Cd7 단일클론 항체(Fc용) - P09564

품목 번호: CM0011553

소개

유세포 분석용 인간 CD7(GP40, TP41)을 검출하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. CD7은 T세포와 NK세포에서 발현되는 공동자극 막관통 당단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD7 단일클론 항체
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
종	인간
유전자 ID(인간)	924
유전자 ID	924
면역원	인간 CD7의 아미노산 26~180에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_006128.1)
제조 속주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 중량	25kDa
배송	아이스팩