

Rabbit Anti-Human Cd7 단일클론항체 For Fc - P09564

품목 번호: CM0005222

소개

에 접합된 인간 CD7 특이적 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 아미노산 26-180 내의 에피토프를 인식합니다. T세포 및 NK세포 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD7 mAb
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
종	인간
유전자 ID (인간)	924
유전자 ID	924
면역원	재조합 단백질 인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백