

유세포측정용 토끼 항인간 Cd7 단클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0008669

소개

유세포측정용 인간 CD7에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. T세포 항원 CD7 (GP40/LEU-9)을 인식합니다. T세포 및 NK 세포 면역표현형 분석에 적합합니다. 유니프루트 P09564.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD7 단클론 항체
비고/별칭	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; CD7 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	924
유전자 ID	924
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩