


유세포 분석용 토끼 항인간 Cd70 단클론 항체 - P32970

품목 번호: CM0011933



소개

인간 CD70 (CD27L/TNFSF7)에 대한 접합 토끼 단클론 항체(클론)로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원. T 세포-B 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항인간 CD70 mAb
비고/별칭	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
종	인간
GeneID (인간)	970
GeneID	970
면역원	재조합 단백질; 인간 CD70 (P32970)의 아미노산 39-193번 서열에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P32970
단백질 분자량	21kDa/23kDa
배송 방식	아이스 팩