


## 유세포측정용 토끼 항인간 Cd70 단클론 항체 - P32970

품목 번호: CM0011864



### 소개

유세포측정에서 검증된 토끼 항인간 CD70 단클론 항체입니다. 인간에서 반응성을 보이는 T 세포 활성화 리간드인 CD70(CD27L/TNFSF7)을 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                            |
|------------|----------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항인간 CD70 mAb                              |
| 비고/별칭      | CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A |
| 반응 종       | 인간                                           |
| 유전자ID (인간) | 970                                          |
| 유전자ID      | 970                                          |
| 면역원        | 재조합 단백질                                      |
| 기원         | 토끼                                           |
| 카테고리       | 단클론 항체                                       |
| 적용 분야      | FC (유세포측정)                                   |
| 교차 반응성     | 인간                                           |
| SWISS      | P32970                                       |
| 단백질 분자량    | 21kDa/23kDa                                  |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                        |