


Rabbit Anti-Human Cd71 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P02786

품목 번호: CM0009738



소개

유세포 분석용 인간 CD71(트랜스페린 수용체 1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 CD71(~85kDa)을 인식합니다. 철 흡수, 수용체 트래피킹 및 바이러스 침입 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD71 mAb
비고/별칭	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7037
유전자 ID	7037
면역원	인간 CD71 (NP_003225.2)의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P02786
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백