

토끼 항-인간 Cd72 단일클론 항체(Fc용) - P21854

품목 번호: CM0012140

소개

유세포 분석으로 검증된 인간 CD72(Lyb-2)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 직접 표지된 이 항체는 2차 시약이 필요하지 않아 림프구 하위 집단 분석을 위한 다색 패널 설계를 간소화합니다. B세포 연구 및 면역표현형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD72 mAb
비고/별칭	CD72; CD72b; LYB2; CD72 분자
종	인간
GeneID (인간)	971
GeneID	971
면역원	인간 CD72(NP_001773.1)의 아미노산 117-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21854
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백