

유세포분석용 토끼 항사람 Cd72 단클론 항체 - P21854

품목 번호: CM0005243

소개

유세포분석에서 검증된 인간 CD72(B세포 분화 항원)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. BCR 신호 전달, 조절성 B/T 세포 상호작용 및 B세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항사람 CD72 mAb
비고/별칭	CD72; CD72b; LYB2; CD72 분자
종	인간
유전자ID (인간)	971
유전자ID	971
면역원	인간 CD72 (NP_001773.1)의 아미노산 117-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P21854
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩