

토끼 항-인간 Cd74 Mab - P04233-2

품목 번호: CM0009160

소개

인간 CD74(불변 사슬, Ii)를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 여러 CD74 아이소폼에 공통적인 73-232번 잔기를 항원으로 사용하여 제작되었습니다. 면역 프로파일링 및 MHC class II 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD74 mAb
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
종	인간
GeneID (인간)	972
GeneID	972
면역원	인간 CD74(NP_004346.1)의 아미노산 73-232번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04233-2
단백질 분자량	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
배송	아이스팩