

유세포분석용 토끼 항인간 Cd74 단클론 항체 (Pe) - P04233-2

품목 번호: CM0009756

소개

인간 CD74에 대한 토끼 단클론 항체, PE 접합체로 유세포분석에서 유효성이 검증되었습니다. 18~34 kDa 범위의 다양한 동형체 분자량을 가지는 MHC 클래스 II 불변 사슬을 인식합니다. 면역표현형 분석 및 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD74 단클론항체
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
반응 종	인간
GeneID (인간)	972
GeneID	972
면역원	인간 CD74 (NP_004346.1)의 아미노산 73-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P04233-2
단백질 분자량	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
배송 방식	아이스백