

Rabbit Anti-Human Cd75 단클론항체 For Fc - P15907

품목 번호: CM0008518



소개

인간 CD75/ST6GAL1을 표적으로 하는 고도로 특이적인 접합 토끼 단클론항체입니다. 유세포분석법으로 검증되었으며, 림프구 면역표현형 분석 및 B-세포 표면 항원 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD75 mAb
비고/별칭	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
종	인간
GeneID (Human)	6480
GeneID	6480
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15907
단백질 분자량	20kDa/47kDa
배송	아이스백