

토끼 항인간 Cd75 단클론 항체 (Fc용) - P15907

품목 번호: CM0008142



소개

인간 CD75(ST6GAL1)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석법 검증이 완료되었습니다. 연구에서 B세포 표면 항원 CDw75 검출 및 시알릴트랜스퍼라제 활성 측정을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항인간 CD75 mAb
비고/별칭	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
반응 종	인간
유전자 ID	6480 (인간)
면역원	인간 CD75 아미노산 44-406번을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001340845.1)
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석법)
교차 반응성	인간
SWISS	P15907
단백질 분자량	20kDa/47kDa
배송 방식	아이스 팩