

## Rabbit Anti-Human Cd79B/Igβ Mab For Flow Cytometry - P40259

품목 번호: CM0006105



### 소개

인간 B세포의 CD79B를 표적으로 하는 유세포분석용 Rabbit anti-Human CD79B/Igβ 단클론 항체입니다. B세포 수용체 신호전달, 항원 제시 및 면역 반응 메커니즘 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human CD79B/Igβ mAb                                   |
| 비고/별칭                    | B29; IGB; AGM6; Igbeta                                            |
| 종(Species)               | Human                                                             |
| 유전자 ID (Human)           | 974                                                               |
| 유전자 ID                   | 974                                                               |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 CD79b/Igβ (NP_000617.1)의 아미노산 29-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                            |
| 카테고리                     | 단클론 항체                                                            |
| 응용(Application)          | FC                                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human                                                             |
| SWISS                    | P40259                                                            |
| 단백질 분자량                  | 26kDa                                                             |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                    |