

유세포 분석용 토끼 항인간 CD79B/Igβ 단클론 항체 () - P40259

품목 번호: CM0008437



소개

인간 CD79B/Igβ에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석을 위해 에 접합되어 있습니다. 핵심 B세포 항원 수용체 복합체 구성 요소인 CD79B의 세포외 도메인을 특이적으로 검출합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD79B/Igβ mAb
비고/별칭	B29; IGB; AGM6; Igbeta
반응 종	인간
GeneID (인간)	974
GeneID	974
면역원	인간 CD79b/Igβ (NP_000617.1)의 아미노산 29-159번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P40259
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스팩