

유세포 측정용 토끼 항인간 Cd79B/Igβ 단클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0008148



소개

B세포 항원 수용체 구성 요소인 인간 CD79b/Igβ를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정에서 검증되었으며 B세포 면역표현형 분석 및 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD79b/Igβ mAb
비고/별칭	B29; IGB; AGM6; Igbeta
반응 종	인간
유전자ID (인간)	974
유전자ID	974
면역원	인간 CD79b/Igβ (NP_000617.1)의 아미노산 29-159번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P40259
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩