

If/Fc용 토끼 항-인간 CD79B/Igβ 단일클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0011231



소개

B세포 항원 수용체 복합체 서브유닛인 인간 CD79b(Igβ)에 특이적인 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. B세포 연구 및 진단제 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD79b/Igβ mAb
비고/별칭	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	974
면역원	인간 CD79b/Igβ(NP_000617.1)의 아미노산 29-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P40259
단백질 무게	14kDa/26kDa
배송	아이스팩