

If/Icc, Fc용 토끼 항-인간 Cd79B/Igβ 단일클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0010497



소개

인간 CD79b/Igβ를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 면역형광 및 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. B세포 수용체 복합체의 베타 사슬을 특이적으로 검출하며, B세포 신호전달 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD79b/Igβ 단일클론 항체
비고/별칭	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b 분자
종	인간
유전자 ID	974
면역원	인간 CD79b/Igβ의 아미노산 29~159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000617.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P40259
단백질 중량	14kDa/26kDa
배송	아이스팩