

유세포분석용 토끼 항-인간 CD80/B7-1 Mab - P33681

품목 번호: CM0007840



소개

유세포분석용 결합 토끼 항-인간 CD80/B7-1 단일클론항체. 면역세포 신호 전달에서 중요한 공동자극 분자인 T 림프구 활성화 항원 CD80을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD80/B7-1 mAb
비고/별칭	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	941
유전자 ID	941
면역원	인간 CD80/B7-1의 35-242번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005182.1)
항체 유래 종	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송	아이스팩