

Rabbit Anti-Human Cd80/B7-1 Mab - P33681

품목 번호: CM0004263



소개

Anti-human CD80/B7-1 rabbit monoclonal antibody (clone) for flow cytometry. Specific to human CD80 (SWISS: P33681), a key costimulatory molecule in T-cell activation and immune regulation.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
비고/별칭	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	941
GeneID	941
면역원(Immunogen)	인간 CD80/B7-1 (NP_005182.1)의 아미노산 35-242에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송(Shipping)	아이스팩