

Rabbit Anti-Human Cd80/B7-1 Monoclonal Antibody For Fc - P33681

품목 번호: CM0010736



소개

유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD80 (B7-1) 타겟). 항원 제시 세포에 발현된 T세포 공동자극 분자인 CD80을 타겟팅하여 면역 활성화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
비고/별칭	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	941
GeneID	941
면역원 (Immunogen)	인간 CD80/B7-1 (NP_005182.1)의 아미노산 35-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)