

Rabbit Anti-Human Cd80/B7-1 유세포 분석용 단일클론 항체 - P33681

품목 번호: CM0006032



소개

인간 CD80 (B7-1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증됨. 항원제시세포의 주요 공동자극 분자를 검출함; Swiss-Prot: P33681.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
비고/별칭	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 분자
종	인간
GeneID (Human)	941
GeneID	941
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송	아이스백