

토끼 항-인간 CD80/B7-1 단일클론 항체 (유세포분석용) - P33681

품목 번호: CM0005348



소개

유세포분석용 고품질 토끼 항-인간 CD80/B7-1 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인을 표적하며 인간과 반응합니다. T세포 활성화, 면역 체크포인트 및 바이러스 진입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD80/B7-1 mAb
비고/별칭	B7; BBI; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	941
GeneID	941
면역원(Immunogen)	재조합 단백질[인간 CD80/B7-1 (NP_005182.1)의 아미노산 35-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)