


Fc용 토끼 항-인간 Cd81 단일클론 항체 - P60033

품목 번호: CM0009627



소개

유세포 분석용 토끼 항-인간 CD81 단일클론 항체. 면역 신호 전달 및 바이러스 침입에 관여하는 테트라스파닌인 인간 CD81을 표적으로 합니다. 인간 B 세포, T 세포 및 간세포의 FC 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD81 mAb
비고/별칭	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
종	인간
GeneID (인간)	975
GeneID	975
면역원	인간 CD81의 아미노산 114-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004347.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P60033
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩