

Rabbit Anti-Human Cd82 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P27701

품목 번호: CM0008373



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 컨쥬게이티드 토끼 항-인간 CD82 단일클론 항체입니다. 세포 부착, 신호 전달 및 면역 조절에 관여하는 전이 억제 인자 KAI1 (TSPAN27)을 타겟으로 합니다. 종양학 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD82 mAb
비고/별칭	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
종(Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	3732
GeneID	3732
면역원(Immunogen)	인간 CD82 (NP_002222.1)의 아미노산 1-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P27701
단백질 분자량	27kDa/30kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)