


접합 토끼 유래 인간 Cd84 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q9Uib8

품목 번호: CM0005757



소개

로 접합된, 인간 CD84 (SLAMF5)를 표적하는 토끼 유래 단일클론항체로, 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa 22-225)을 사용하여 인간 CD84를 검출하며, NK 세포, T 세포, B 세포, 수지상 세포 분석을 포함한 면역 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간 CD84 단일클론항체
비고/별칭	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	8832
면역원	인간 CD84의 아미노산 22-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001171808.1)
원산	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIB8
단백질 분자량	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
배송	아이스백