


토끼 항인간 Cd84 단클론 항체 (Fc용) - Q9Uib8

품목 번호: CM0004257



소개

인간 CD84(SLAMF5)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플의 유세포 분석(FC) 응용 분야에서 검증되었습니다. 면역 세포 프로파일링 및 CD84 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD84 mAb
비고/별칭	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	8832
유전자 ID	8832
면역원	재조합 단백질 인간 CD84(NP_001171808.1)의 아미노산 22-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIB8
단백질 분자량	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
배송	아이스 팩