


Rabbit Anti-Human Cd84 Monoclonal Antibody For If/Icc And Fc - Q9Uib8

품목 번호: CM0011319



소개

IF/ICC 및 FC용 접합 토끼 항-인간 CD84 단일클론 항체. 조혈 세포의 SLAM 패밀리 수용체인 인간 CD84 (SLAMF5)를 검출합니다. 면역 세포 식별에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD84 mAb
비고/별칭	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84 분자
종	인간(Human)
유전자 ID	8832
항원	인간 CD84 (NP_001171808.1)의 아미노산 22-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9UIB8
단백질 크기	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)