

유세포 분석용 접합 토끼 유래 인간 CD85D/E/I/J 단일클론 항체 - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

품목 번호: CM0010669



소개

인간 CD85d(LILRB2)를 표적으로 하며 CD85e/i/j와 교차 반응성을 보이는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증된 이 항체는 면역 관용 및 MHC 클래스 I 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간 CD85d/e/i/j 단일클론 항체
비고/별칭	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
종	인간
GeneID	10288/11026/11024/10859
면역원	인간 CD85d(NP_001074447.2)의 아미노산 22-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백