

Rabbit Anti-Human Cd85D/Ilt4 Mab For Fc - Q8N423

품목 번호: CM0009000



소개

유세포 분석(유동 세포 계측법)에 대해 검증된, 인간 CD85d/ILT4를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 광범위한 MHC 클래스 I 항원을 인식합니다. 면역 관용, 모태-태아 인터페이스 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD85d/ILT4 mAb
비고/별칭	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	10288
GeneID	10288
면역원(Immunogen)	인간 CD85d (NP_001074447.2)의 아미노산 22-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	R>Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q8N423
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스 백)