

Rabbit Anti-Human Cd85D/Ilt4 Monoclonal Antibody For Fc - Q8N423

품목 번호: CM0004544



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 CD85d/ILT4 단클론성 항체. 면역 관용에 관여하는 I급 MHC 항원 수용체인 인간 LILRB2를 인식합니다. FC에 대해 검증되었으며, 인간과 교차 반응합니다. 65kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD85d/ILT4 mAb
비고/별칭	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10288
GeneID	10288
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8N423
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 백(Ice bag)