

토끼 항-인간 CD85I/J 단일클론 항체(유세포 분석용) - O75019 / Q8Nhl6

품목 번호: CM0010127

소개

인간 CD85i/j(LILRA1/LILRB1)에 대한 고품질 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 단핵구와 B세포에 발현되는 면역 수용체를 표적으로 하며, 면역표현형 분석 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수       | 값                                                                             |
| 제품명        | 토끼 항-인간 CD85i/j 단일클론 항체                                                       |
| 비고/별칭      | LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB |
| 종          | 인간                                                                            |
| GeneID(인간) | 11024/10859                                                                   |
| GeneID     | 11024/10859                                                                   |
| 면역원        | 인간 CD85i(NP_006854.1)의 아미노산 17~461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                  |
| 유래 동물      | 토끼                                                                            |
| 분류         | 단일클론 항체                                                                       |
| 적용 분야      | FC                                                                            |
| 교차 반응성     | 인간                                                                            |
| SWISS      | O75019/Q8NHL6                                                                 |
| 단백질 분자량    | 53kDa                                                                         |
| 배송         | 아이스백                                                                          |