

Rabbit Anti-Human Cd85I/J Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O75019/Q8Nhl6

품목 번호: CM0012700

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD85i/j (LILRA1/LILRB1)를 표적합니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 천연 인간 항원을 인식합니다. 면역 세체 프로파일링 및 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD85i/j mAb
비고/별칭	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11024/10859
유전자 ID	11024/10859
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O75019/Q8NHL6
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 백(Ice bag)