


Rabbit Anti-Human Cd85J/Ilt2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8Nhl6

품목 번호: CM0011150



소개

유세포 분석용 인간 CD85j/ILT2 (LILRB1)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 광범위한 MHC 클래스 I 분자를 인식하며, 면역 체크포인트 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD85j/ILT2 mAb
비고/별칭	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10859
유전자 ID	10859
면역원	인간 CD85j/ILT2 (NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8NHL6
단백질 분자량	49kDa/70kDa/71kDa
배송	아이스 백(Ice bag)