


## 유동세포분석법용 토끼 항인간 CD85j/ILT2 단클론 항체 - Q8Nhl6

품목 번호: CM0009508



### 소개

유동세포분석법용 접합 항CD85j/ILT2 토끼 단클론 항체입니다. 면역 세포에 발현되는 억제성 MHC 클래스 I 수용체인 인간 LILRB1을 표적으로 하여 면역 조절 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항인간 CD85j/ILT2 mAb                                              |
| 비고/별칭       | ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B          |
| 종           | 인간                                                                 |
| GeneID (인간) | 10859                                                              |
| GeneID      | 10859                                                              |
| 면역원         | 인간 CD85j/ILT2 (NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | FC(유동세포분석법)                                                        |
| 교차 반응성      | 인간                                                                 |
| SWISS       | Q8NHL6                                                             |
| 단백질 분자량     | 49kDa/70kDa/71kDa                                                  |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                              |