


Fc용 토끼 항-인간 Cd85j/Ilt2 단일클론 항체 - Q8Nhl6

품목 번호: CM0006070



소개

인간 CD85j/ILT2(LILRB1)에 특이적인 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, HLA 클래스 I 항원을 인식하는 억제성 수용체를 표적으로 합니다. 면역세포 아형 분석 및 기능 분석에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD85j/ILT2 mAb
비고/별칭	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
종	인간
유전자 ID	10859
면역원	인간 CD85j/ILT2(NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHL6
단백질 분자량	49kDa/70kDa/71kDa
배송	아이스팩