


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd85J/Ilt2 단일클론 항체 - Q8Nhl6

품목 번호: CM0012115



소개

인간 CD85j/ILT2 (LILRB1)에 대한 Rabbit 단일클론 항체로, 유세포 분석용 에 접합되었습니다. 면역 체크포인트 신호 전달, NK 세포, T 세포 및 B 세포 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD85j/ILT2 mAb
비고/별칭	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
종	인간
GeneID (인간)	10859
GeneID	10859
면역원	인간 CD85j/ILT2 (NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHL6
단백질 분자량	49kDa/70kDa/71kDa
배송	아이스백